

ELASTOMERİK İNFÜZYON POMPASI (Tuoren)



100 ml.



275 ml.

Kolay Kullanım. Gerekli dozu ve hastalığa uygun infüzyon pompası modeli için doktorunuza danışınız. Daha fazla seçenek. İnfüzyon gün boyunca 0,5 ml / h ila 5 ml / h arasında kadar değişen enjeksiyon sağlayabilir. Çok daha hassas ve rahat kullanım İnfüzyon plastikleştirilmiş PVC boru, ABS boru ile birlikte bir silikon kauçuk haznesi içerir. Konnektör sıvı yolu lateks içermez.

Tip	Özellik	Referans
CBI	60 ml. 1 ml/h	CBI06010
CBI	60 ml. 2 ml/h	CBI06020
CBI	100 ml. 0,5 ml/h	CBI10005
CBI	100 ml. 2 ml/h	CBI10020
CBI	100 ml. 4 ml/h	CBI10040
CBI	275 ml. 1 ml/h	CBI27510
CBI	275 ml. 1,5 ml/h	CBI27515
CBI	275 ml. 2 ml/h	CBI27520
CBI	275 ml. 5 ml/h	CBI27550